

CHEMISE HERMÉTIQUE POUR OPTIQUE D'HYSTÉROSCOPE

Gynko[®]

3mm de diamètre

Canal opérateur de
5 Fr



AVANTAGES




Permet la réalisation d'hystérosopies diagnostiques et l'insertion d'instruments jusqu'à 5Fr grâce au canal opérateur souple



Adaptable aux optiques rigides \varnothing 2,9mm et 4mm de 0° et 30°



Maintien de la stérilité de l'optique et la protection de la caméra



GFRGYN300

Chemise GYNKO® pour optique rigides 2,9mm, 30cm, 0° type Storz avec housse de caméra

Boîte : 10 pièces

GFRGYN300W

Sans housse de caméra

Boîte : 10 pièces

GFRGYN330

Chemise GYNKO® pour optique rigides 2,9mm, 30cm, 30° type Storz avec housse de caméra

Boîte : 10 pièces

GFRGYN330W

Sans housse de caméra

Boîte : 10 pièces

GFRGYN430

Chemise GYNKO® pour optique rigides 4mm, 30cm, 0°-30° type Storz avec housse de caméra


Boîte : 10 pièces

GFRGYN430W

Sans housse de caméra

Boîte : 10 pièces

Gynko®



Cover s.r.l.
Via Nizza, 102
10126 Torino (Italia)
☎: 0476

Distribué par :

KEBOMED

KEBOMED France
4, rue du Docteur Pravaz
F-69110 Sainte-Foy-lès-Lyon
Tel : 04 78 59 54 93 | Fax : 04 78 59 89 78
info@kebomed.fr | www.kebomed.fr