


KEBOMED

**RENFORT URO-GYNÉCOLOGIQUE DANS LE
TRAITEMENT DU PROLAPSUS GÉNITO-URINAIRE**



**UNE GAMME EN POLYPROPYLÈNE POUR RÉPONDRE
À TOUTES VOS ATTENTES.**


Plaque de renfort dans le traitement du prolapsus génito-urinaire par promontofixation.



Pelvi-STOP®



Pelvi-STOP®



PROLAPSUS PAR COELIOSCOPIE EN POLYPROPYLENE

Dimensions	33x200mm	66x200mm	65x180mm	40 x185 mm
Références				
P-STOP-4	✓	✓		
P-STOP-8			✓	✓

CARACTERISTIQUES

- * Dispositif médical de classe II b.
- * Deux tailles disponibles.
- * Une réponse à vos besoins avec une maille monofilament de polypropylène.

DISPOSITIF Pelvi-STOP® : NORME NF S 94-801

PRIORITE A LA QUALITE

- * Maille validée depuis 2002.
- * Label «Origine France Garantie».
- * Fabriquée à 100% dans les locaux de Sainte-Foy-Les-Lyon.

Critères	Pelvi-STOP
Type de textile	Polymère synthétique (polypropylène)
Mono ou multi-filament	Mono
Mode d'assemblage des fils	Tricotage
Epaisseur	0,54 mm
Grammage	65 g/m ²
Diamètre des fibres	0.15 mm
Tailles des pores moyenne	≥ 100 µm
Porosité moyenne	macroporeux > 75 µm
Résistance à la traction	≥ 66 N

FABRICATION



DISTRIBUTION

KEBOMED

4 rue du Docteur Pravaz
F - 69 110 Sainte Foy lès Lyon

tel +33 (0)4 78 59 54 93
fax +33 (0)4 78 59 89 78
info@kebomed.fr

www.kebomed.fr

Document réservé à l'usage des Professionnels de Santé
Avant toute utilisation, se référer à la notice qui accompagne les dispositifs médicaux