

Ablation endométriale Simplifiée

LiNA Librata™

Dispositif d'ablation
par ballonnet sans fil

~2 minutes de temps de traitement
avec la polyvalence de la thérapie par
ballonnet.

Une solution autonome entièrement
automatisée pour l'ablation
endométriale.



Innovation en Gynécologie

LiNA Librata™

Temps optimisé

- Traitement par thermo-contact d'environ 2 minutes.
- Pas de configuration complexe.

Procédure simplifiée

- Le cathéter de 5,4 mm ne requiert pas ou peu de dilation.
- Adapté à la prise en charge en ambulatoire.
- Mesure de la longueur de l'utérus.

Gestion autonome et automatisée

- Pas de câble. Pas de générateur. Pas d'investissement en équipement.
- Le logiciel intelligent gère automatiquement le temps, la température et la pression.



LiNA Librata™

Dispositif d'ablation par ballonnet sans fil

Informations de commande :

Code produit	Description	Conditionnement
LIB-1	LiNA Librata™ Dispositif d'ablation par ballonnet sans fil	Boîte de 1 pce

LiNA Librata™ **CE** 0459

©2021 LiNA Medical ApS. Tous droits réservés.

LiNA est une marque déposée de LiNA Medical dans l'UE, aux États-Unis et en Chine.

Distributeur :

Kebomed France

• 300 rue du Noir Debout,
Parc d'activité de Croisette,
59242 Cappelle en Pévèle,
France

• Tel : 04 78 59 54 93
Fax : 04 78 59 89 78
info@kebomed.fr
www.kebomed.fr

• Classe du dispositif : IIb
Nom et numéro de l'organisme
notifié : LNE/G-MED # 0459

Document réservé à l'usage des Professionnels de Santé

Avant toute utilisation, se référer à la notice qui accompagne les dispositifs médicaux

Fabricant :

LiNA Medical ApS

• Formervangen 5
DK-2600 Glostrup
Denmark

• Tel: +45 43 29 66 66
Fax: +45 43 29 66 99
info@lina-medical.com

• www.lina-medical.com
CVR: 10054974

ISO 13485:2016

Système de gestion de la qualité